

## Estudio Parásitos

MINI PARASEP® SF

Necesita:

3 envases de PARASEP



Las muestras se recogen en **DÍAS ALTERNOS**

1. Recoger las heces en un recipiente limpio y seco (cuña, orinal o similar)



2. Desenroscar el tapón del envase que contiene líquido en su interior



3. Con la pala que lleva incorporado el tubito cónico **COGER HECES DEL TAMAÑO DE UN GUISANTE**



4. Introducir la PALA con las heces (unida al tubo que lleva incorporado) **DENTRO** del envase con líquido y **CERRAR FUERTEMENTE**. Agitar suavemente sin invertir



5. Lavarse bien las manos con agua y jabón
6. Repetir la operación en días alternos

**No ingerir el contenido líquido del recipiente**

**¡Atención!**  
El contenido líquido de los recipientes es tóxico (contiene SAF).  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
En caso de ingestión accidental, beber gran cantidad de leche o agua y llamar al Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20.  
Si el contenido líquido entra en contacto con piel, ojos y mucosas, lavar con abundante agua.

## **NORMAS GENERALES**

EN EL VOLANTE ES **IMPRESINDIBLE JUSTIFICAR CLÍNICA Y/O EPIDEMIOLOGICAMENTE** (inmigración, viajes internacionales, adopciones de niños de otros países...) **EL POR QUÉ SE SOLICITA EL ESTUDIO GENERAL DE PARÁSITOS**. En su defecto SÓLO SE INVESTIGARÁ EL ANTÍGENO de *Giardia lamblia* y *Cryptosporidium spp.*

### **. 3 DÍAS ANTES DE RECOGER LAS HECES:**

-. **NO** tomar legumbres, coles, fibra, tomates, albaricoques, melocotones, fresas, higos, peras o cualquier fruta de muchos granos pequeños y duros

-. **NO** medicamentos (antiparasitarios, antibióticos, antidiarreicos no absorbibles (grasos), laxantes y purgantes no salinos, supositorios, aceites minerales, bismuto, magnesio, papillas radiológicas de bario etc.).

. Recoger 3 muestras **EN DÍAS NO CONSECUTIVOS**

. **NO COGER MÁS CANTIDAD DE HECES QUE EL TAMAÑO DE UN GUISANTE**. Deben ser heces frescas (pocas horas postexcreción)

. **EVITAR** la contaminación de las heces con AGUA, ORINA O PAPEL HIGIÉNICO durante su recogida.

. **GUARDAR ENVASES A TEMPERATURA AMBIENTE** o ligeramente frescas, (**NUNCA EN ESTUFA O NEVERA**) con el extremo cónico HACIA ARRIBA.

. PARA ESTUDIOS ESPECÍFICOS:

. Formas macroscópicas sospechosas o compatibles con parásitos en el ano o las heces (anillos de tenias, gusanos adultos) → Recoger en un recipiente aparte (con un poco de suero fisiológico)

. *Strongyloides stercoralis* → Recoger aparte de los 3 Mini Parasep<sup>®</sup>, una muestra de heces frescas (volumen como una almendra) en un envase estéril