

SECCIÓN DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN Y TRANSPORTE DE HEMOCULTIVOS

NORMAS GENERALES

- IDENTIFICAR FRASCOS Y VOLANTES CON ETIQUETA DE PACIENTE. (NOMBRE Y APELLIDOS, N° SIP, N° Hª, PLANTA, HABITACIÓN Y CAMA).
EN LOS FRASCOS SE COLOCARÁ EN EL CUELLO DEL ENVASE.
- PEGAR EN LOS VOLANTES CÓDIGOS DE BARRAS DE LOS FRASCOS UTILIZADOS.
- INDICAR EN FRASCOS Y VOLANTES EL N° DE LA TOMA (1ª 2ª 3ª). Y LA HORA DE EXTRACCIÓN.
- INDICAR EN FRASCOS Y VOLANTES SI ES SANGRE PERIFÉRICA O DE VÍA.
- SI TIENE VARIAS LUCES INDICAR DE QUE LUZ SE HA EXTRAÍDO.
- SI LAS MUESTRAS FUERAN DEL MISMO PACIENTE, PERO DE DISTINTA VÍA, SE ENVIARÁ UN VOLANTE PARA CADA UNA DE ELLAS.
- NO TAPAR NUNCA LOS CÓDIGOS DE BARRAS DE LOS FRASCOS.
- NO TAPAR EL FONDO DEL FRASCO.
- NO ABRAZAR LOS FRASCOS CON CINTA ADHESIVA PARA EVITAR DAÑAR LOS CÓDIGOS DE BARRAS.
- MANTENER LAS MUESTRAS A Tª AMBIENTE Y EN POSICIÓN VERTICAL, HASTA SU ENVÍO (LO ANTES POSIBLE) A LABORATORIO.
- LAS MUESTRAS SE ENVIARÁN EN BOLSAS DIFERENCIADAS PARA CADA PACIENTE.

NOTA:

SERÁN RECHAZADAS TODAS LAS MUESTRAS QUE NO ESTÉN BIÉN IDENTIFICADAS